

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Csrp2Bp Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H8E8

Número do item: CM0028707

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho CSRP2BP validado para WB, IF/ICC e ELISA com reatividade a humano e rato. Tem como alvo a proteína de ligação à proteína 2 rica em cisteína (KAT14/ATAC2), uma subunidade do complexo histona acetiltransferase ATAC envolvido na remodelagem da cromatina e progressão do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CSRP2BP pAb de Coelho
Observações/Apelido	ATAC2; CRP2BP; CSRP2BP; PRO1194; dj717M23.1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57325
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 523-782 do CSRP2BP humano (NP_065397.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9H8E8
Peso da Proteína	89kDa
Envio	Saco de gelo