


Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Csrp3 - P50461

Número do item: CM0028185



introdução

Anticorpo policloonal de coelho anti-CSR3 adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Essencial para diferenciação muscular e função cardíaca. Ideal para pesquisa em cardiomiopatia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CSR3 Rabbit pAb
Observações/Alias	CLP; MLP; CRP3; LMO4; CMD1M; CMH12; CSR3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8048
GeneID	8048
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-194 da CSR3 humana (NP_003467.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P50461
Peso da Proteína	21kDa
Transporte	Bolsa de gelo