

Anticorpo Policlonal Anti-Cst1 Para Wb, Elisa - P01037

Número do item: CM0030771

introdução

O pAb de Coelho CST1 detecta a Cistatina-SN humana (~14 kDa), um inibidor secretado de protease de cisteína. Validado para WB e ELISA; adequado para estudos de saliva, lágrimas, urina e fluido seminal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CST1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CST1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1469
ID do Gene	1469
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-141 do CST1 humano (NP_001889.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01037
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Saco de gelo