

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cst8 Para Wb, Elisa - O60676

Número do item: CM0017140

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CST8 validado para WB e ELISA. Reconhece o CST8 humano e apresenta reação cruzada com camundongo. Adequado para o estudo do desenvolvimento dos espermatozoides e da função epididimária. SWISS: O60676.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CST8 pAb de coelho
Observações/Apelido	CRES; CTE55; CST8
Espécie	Humana
GeneID (humano)	10047
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 53-142 do CST8 humano (NP_005483.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	O60676
Peso da proteína	16 kDa
Envio	Bolsa de gelo