

Anticorpo Policlinico Anti-Cstb Para Wb, Elisa - P04080

Número do item: CM0027847



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à CSTB humana (Cistatina B), um inibidor de protease tiol. Validado para WB e ELISA, apresenta reatividade cruzada com espécies humana e de rato. Ideal para pesquisa em neurodegeneração, epilepsia e inibição de proteases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CSTB Rabbit pAb
Observações/Alias	PME; ULD; CST6; EPM1; STFB; CPI-B; EPM1A; CSTB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1476
GeneID	1476
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-98 da CSTB humana (NP_000091.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P04080
Peso Molecular da Proteína	11kDa
Envio	Bolsa de gelo