

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cstb Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04080

Número do item: CM0022576



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à cistatina-B humana (CSTB), um inibidor intracelular de 11 kDa de proteinases tióis. Adequado para WB, IHC-P e ELISA. Imunógeno: proteína recombinante (aa 1-98).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CSTB Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PME; ULD; CST6; EPM1; STFB; CPI-B; EPM1A; CSTB
Espécie	Humano
ID do Gene	1476
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-98 da CSTB humana (NP_000091.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04080
Peso Molecular da Proteína	11 kDa
Envio	Bolsa de gelo