


Anti-Cstf1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q05048

Número do item: CM0024955



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o CSTF1 humano, adequado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar o processamento da extremidade 3' de pré-mRNA e poliadenilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CSTF1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CstF-50; CstFp50; CSTF1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1477
GeneID	1477
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 do CSTF1 humano (NP_001315.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q05048
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Saco com gelo