


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cstf2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P33240

Número do item: CM0027721



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a CSTF2 (CstF-64), um fator chave no processamento da extremidade 3' do mRNA. Validado para WB, IHC-P e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisas de poliadenilação e clivagem.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CSTF2 pAb de Coelho
Observações/Alíase	CstF-64; CSTF2
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	1478
GeneID	1478
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 da CSTF2 humana (NP_001316.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P33240
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Bolsa de gelo