

Anticorpo Policlonais Anti-Cstf2T Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H0L4

Número do item: CM0026348

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CSTF2T validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage com CSTF2T humano e de camundongo, uma proteína nuclear envolvida na poliadenilação de mRNA independente de AAUAAA em células germinativas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CSTF2T Rabbit pAb
Observações/Apelido	CstF-64T; CSTF2T
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23283
GeneID	23283
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 420-560 do CSTF2T humano (NP_056050.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9H0L4
Peso Proteico	64kDa
Transporte	Saco de gelo