

Anticorpo Policlonal Anti-Ctb4A Para Wb, Elisa - Q0Jf76

Número do item: CM0022646

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a CTB4a (LRR-PK1) de Oryza sativa, adequado para WB e ELISA. Apoia a pesquisa sobre quinases semelhantes a receptores vegetais e transdução de sinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CTB4a Rabbit pAb
Observações/Apelido	LRR-PK1; CTB4a
Espécie	Oryza sativa
GeneID	4335004
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-152 de CTB4a de Oryza sativa. (Q0JF76)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q0JF76
Peso Molecular da Proteína	120kDa
Envio	Bolsa de gelo