

Anticorpo Monoclonal Anti-Ctbp1 Para Wb, Elisa - Q13363

Número do item: CM0003910



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CtBP1, validado para Western blot e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para estudos de regulação da transcrição, estrutura do Golgi e diferenciação de BAT.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CtBP1 Rabbit mAb
Observações/Alias	BARS, HADDTS, CtBP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1487
GeneID	1487
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 301-440 da CtBP1 humana (Q13363).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13363
Peso da Proteína	48 kDa
Envio	Bolsa de gelo