

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Ctbp1 Para Wb, Elisa - Q13363

Número do item: CM0020462



introdução

Anticorpo policlônico de coelho de alta qualidade direcionado a CtBP1 humana, validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e camundongo. Adequado para estudos de corepressão transcripcional, estrutura do Golgi e diferenciação de BAT.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CtBP1 Rabbit pAb
Observações/Alias	BARS; HADDTS; CtBP1
Espécie	Humano
GeneID	1487 (humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-250 de CtBP1 humana (NP_001319.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q13363
Peso Molecular da Proteína	48kDa
Transporte	Bolsa de gelo