

Anti-Ctbp1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q13363

Número do item: CM0016416



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CtBP1 humano validado para WB e ELISA, reagindo com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar repressão transcricional, estrutura do Golgi e diferenciação de tecido adiposo marrom. - Q13363

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CtBP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	BARS; HADDTS; CtBP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1487
ID do Gene	1487
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 121-353 de CtBP1 (NP_001319.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13363
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Saco com gelo