

Anticorpo Policlonal Anti-Ctbp2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P56545

Número do item: CM0024561



introdução

Anticorpo policlonal de coelho CTBP2 de alta qualidade validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com CTBP2 humano, de rato e camundongo (49 kDa). Ideal para estudar repressão transcricional, diferenciação de adipócitos marrons e organização sináptica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CTBP2 Coelho pAb
Observações/Apelido	CTBP2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1488
GeneID	1488
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 345-445 do CTBP2 humano (NP_001320.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P56545
Peso Proteico	49kDa
Envio	Em saco de gelo