

Anti-Ctbp2 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P56545

Número do item: CM0002233



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho CTBP2 altamente específico validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de corepressor transcricional e andaime de sinapse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CTBP2 mAb de Coelho
Observações/Apelido	CTBP2; proteína de ligação C-terminal 2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1488
GeneID	1488
Imunógeno	Peptídeo Sintético, Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 346-445 do CTBP2 humano (P56545).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P56545
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Saco de gelo