

Anticorpo Policlonais Anti-Ctcf Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Chip, Elisa - P49711

Número do item: CM0015927



introdução

Anticorpo policlonal anti-CTCF de coelho de alta qualidade validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. CTCF é um regulador transcripcional e isolador de cromatina chave. Ideal para pesquisa em cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CTCF Rabbit pAb
Observações/Alias	MRD21; FAP108; CFAP108; CTCF
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10664
ID do Gene	10664
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do CTCF humano (NP_006556.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49711
Peso da Proteína	83kDa
Envio	Bolsa de gelo