

Anti-Ctcfl Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q8Ni51

Número do item: CM0024703

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o CTCFL humano (BORIS/CT27), validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudar regulação transcricional, imprinting e antígenos câncer-teste.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CTCFL Rabbit pAb
Observações/Apelido	CT27; BORIS; CTCF-T; HMGB1L1; dj579F20.2; CTCFL
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	140690
ID do Gene	140690
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 do CTCFL humano (NP_001255970.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8Ni51
Peso da Proteína	76kDa
Envio	Saco com gelo