

Anticorpo Policlonal Anti-Ctgf Para Wb, If/Icc, Elisa - P29279

Número do item: CM0018192

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CTGF humano (CCN2), validado para WB, IF/ICC, IF-P e ELISA. Reage cruzadamente com rato. Ideal para estudos de tecido conjuntivo, osteogênese e matriz extracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CTGF pAb de Coelho
Observações/Apelido	CTGF; NOV2; HCS24; IGFBP8
Espécie	Humano
ID do Gene	1490 (Humano)
Imunógeno	Peptídeo sintético (aa 100-200 do CTGF humano, NP_001892.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P29279
Peso da Proteína	38 kDa
Envio	Saco com gelo