

Anticorpo Policlonal Anti-Ctgf Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P29279

Número do item: CM0016908

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CTGF humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reconhece CTGF humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas em tecido conjuntivo, diferenciação de condrócitos e estudos de osteogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CTGF Rabbit pAb
Observações/Apelido	CTGF; NOV2; HCS24; IGFBP8
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	1490
GeneID	1490
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-200 do CTGF humano (NP_001892.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P29279
Peso da Proteína	38 kDa
Envio	Bolsa de gelo