

Anticorpo Monoclonal Anti-Ctip1/Bcl11A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H165

Número do item: CM0012184



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a CTIP1/BCL11A humano (Q9H165). Validado para WB, IHC-P e ELISA e apresenta reatividade cruzada com rato. Ideal para pesquisa sobre troca de globina, desenvolvimento de células B e remodelação da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado para KO] CTIP1/BCL11A Coelho mAb
Observações/Apelidos	EV19; CTIP1; DILOS; ZNF856; HBFQTL5; SMARCM1; 1A
Espécie	Humano
GeneID (humano)	53335
GeneID	53335
Imunógeno	Proteína recombinante / proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 401-589 de CTIP1/BCL11A humano (Q9H165)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9H165
Peso da Proteína	91kDa
Envio	Bolsa de gelo