

Anticorpo Monoclonal Anti-Ctip2/Bcl11B Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9C0K0

Número do item: CM0003336

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante contra CTIP2/BCL11B, validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage com humano e camundongo. Ideal para estudar o desenvolvimento de células T e leucemia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CTIP2/BCL11B Rabbit mAb
Observações/Apelido	ATL1; RIT1; CTIP2; IMD49; CTIP-2; IDDFSTA; SMARCM2; ZNF856B; ATL1-beta; ATL1-alpha; ATL1-delta; ATL1-gamma; hRIT1-alpha; CTIP2/BCL11B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	64919
GeneID	64919
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9C0K0
Peso Proteico	96kDa
Envio	Saco de gelo