

Anti-Ctip2/Bcl11B Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb - Q9C0K0

Número do item: CM0019304

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o CTIP2/BCL11B humano (Q9C0K0). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Regulador chave da diferenciação e sobrevivência de células T, supressor de tumores, repressor de transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CTIP2/BCL11B pAb de Coelho
Observações/Apelido	ATL1; RIT1; CTIP2; IMD49; CTIP-2; IDDFSTA; SMARCM2; ZNF856B; ATL1-beta; ATL1-alpha; ATL1-delta; ATL1-gamma; hRIT1-alpha; CTIP2/BCL11B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	64919
ID do Gene	64919
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 190-310 do CTIP2/BCL11B humano (NP_612808.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9C0K0
Peso da Proteína	96kDa
Envio	Saco de gelo