

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ctnna3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ui47

Número do item: CM0002155

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CTNNA3 validado para Western blot, imunohistoquímica e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para estudos de adesão celular, cardiomiopatia e biologia de desmossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CTNNA3 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	VR22; ARVD13; CTNNA3
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	29119
GeneID	29119
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 700-895 da CTNNA3 humana (Q9UI47).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UI47
Peso da Proteína	100kDa
Envio	Bolsa de gelo