

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ctnna3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ui47

Número do item: CM0024645

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CTNNA3 humana (Alfa T-catenina), adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com humanos, camundongos e ratos. Ideal para estudos de adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CTNNA3 pAb de coelho
Observações/Apelidos	VR22; ARVD13; CTNNA3
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	29119
GeneID	29119
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 da CTNNA3 humana (NP_001278062.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Ui47
Peso da Proteína	100kDa
Envio	Saco de gelo