


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ctnnbip1 Para Wb E Elisa - Q9Nsa3

Número do item: CM0003071



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CTNNBIP1 humano (ICAT), um regulador negativo da via Wnt. Validado para WB e ELISA. Imunógeno: peptídeo N-terminal (1-81); proteína de 9 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CTNNBIP1 Anticorpo Monoclonal de Coelho
Observações/Apelido	ICAT; CTNNBIP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	56998
GeneID	56998
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1-81 do CTNNBIP1 humano (Q9NSA3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NSA3
Peso Proteico	9kDa
Envio	Em saco de gelo