

Anticorpo Policlonais Anti-Ctnnbl1 Para Wb, If/Icc E Elisa - Q8Wya6

Número do item: CM0030416



introdução

Anticorpo Policlonais de coelho contra CTNNB1 validado para Western blot, IF/ICC e ELISA em humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de splicing e hipermutação somática.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CTNNB1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	NAP; P14L; IMD99; PP8304; C20orf33; dj633020.1; CTNNB1
Espécie	Humano
ID do Gene	56259
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 264-563 da CTNNB1 humana (NP_110517.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WYA6
Peso da Proteína	65kDa
Entrega	Bolsa de gelo