

Anticorpo Policlonal Anti-Ctnnd2 Para Wb, Elisa - Q9Uqb3

Número do item: CM0013402

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CTNND2 humano, produzido com proteína recombinante (aa 966-1225). Validado para WB, ELISA; reage cruzadamente com humano e rato. Adequado para estudos de desenvolvimento neuronal e sinalização Wnt.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CTNND2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GT24; NPRAP; CTNND2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1501
GeneID	1501
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 966-1225 do CTNND2 humano (NP_001323.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9UQB3
Peso da Proteína	133kDa
Envio	Saco de gelo