

## Anti-Ctps1 Pab De Coelho Para Wb, Elisa - P17812

Número do item: CM0027751



### introdução

O anti-CTPS1 pAb de coelho é um anticorpo policlonal produzido em coelho contra a CTPS1 humana recombinante (aa402-591). Validado para WB e ELISA, apresenta reatividade cruzada com CTPS1 humana e de camundongo. Ideal para estudos sobre síntese de CTP, proliferação de linfócitos e câncer.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | CTPS1 pAb de coelho                                                                                                          |
| Observações/Apelidos | CTPS; GATD5; IMD24; GATD5A; CTPS1                                                                                            |
| Espécie              | Humano                                                                                                                       |
| GeneID               | 1503                                                                                                                         |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 402-591 da CTPS1 humana (NP_001896.2) |
| Origem               | Coelho                                                                                                                       |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                       |
| Aplicação            | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo                                                                                                           |
| SWISS                | P17812                                                                                                                       |
| Peso da Proteína     | 67kDa                                                                                                                        |
| Envio                | Saco de gelo                                                                                                                 |