

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ctrl/Ctrl1 - P40313

Número do item: CM0003105

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CTRL (CTRL1) humano para WB, IF, IHC e ELISA. Reatividade cruzada validada com humano, camundongo e rato. Peso molecular previsto de 28 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CTRL Rabbit mAb
Observações/Apelido	CTRL1; CTRL
Espécie	Humano
GeneID	1506
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 165-264 da CTRL humana (P40313)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P40313
Peso Molecular da Proteína	28kDa
Envio	Saco de gelo