


Anticorpo Policlonal Anti-Ctsc Para Wb, If/Icc, Elisa - P53634

Número do item: CM0025322



introdução

Anticorpo policlonal de coelho CTSC de alta qualidade validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta dipeptidil peptidase 1 humana e de murino, uma protease lisossômica envolvida na ativação de células imunes e na função da barreira cutânea.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CTSC Rabbit pAb
Observações/Apelido	JP; HMS; JPD; PLS; CPPI; DPP1; DPPI; PALS; DPP-I; PDON1; CTSC
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1075
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-134 do CTSC humano (NP_001805.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P53634
Peso Proteico	15kDa/16kDa/52kDa
Envio	Saco de gelo