

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ctsf Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubx1

Número do item: CM0016727



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CTSEF humano (catepsina F), adequado para Western blot, IHC-P e ELISA. Projetado para pesquisas sobre os papéis da protease tiol lisossomal na degradação proteica e invasão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CTSEF Rabbit pAb
Observações/Apelido	CATSEF; CLN13; CTSEF
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8722
ID do Gene	8722
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 270-484 do CTSEF humano (NP_003784.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UBX1
Peso Proteico	53kDa
Envio	Saco de Gelo