

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ctsh Para Wb, Elisa - P09668

Número do item: CM0026651



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-CTSH validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Tem como alvo a pro-catepsina H, uma protease cisteínica lisossomal envolvida na degradação de proteínas. Ideal para estudar a função lisossomal e a atividade de protease.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CTSH pAb de Coelho
Observações/Apelido	ACC4; ACC5; CPSB; ACC-4; ACC-5; CTSH
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1512
GeneID	1512
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-140 da CTSH humana (NP_004381.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09668
Peso Proteico	37kDa
Envio	Saco de gelo