


Anticorpo Policlonal Anti-Ctss De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P25774

Número do item: CM0021035



introdução

Anticorpo Policlonal Anti-CTSS de Coelho validado para WB, IF/ICC e ELISA; reage de forma cruzada com humano, rato e camundongo. Adequado para pesquisa de apresentação de antígeno de classe II do MHC e sinalização de coceira.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CTSS Rabbit pAb
Observações/Apelido	CTSS
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1520
ID do Gene	1520
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 115-331 da CTSS humana (NP_004070.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P25774
Peso Proteico	37kDa
Envio	Saco de gelo