

Anticorpo Policlonal Anti-Ctu2 Para Wb, Elisa - Q2Vpk5

Número do item: CM0014744

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao CTU2 humano (Proteína 2 de 2-tiolação de tRNA citoplasmático), adequado para Western blot e ELISA. Reatividade confirmada com amostras humanas e de rato. Peso molecular previsto de 56 kDa. Ideal para pesquisas sobre modificação de tRNA e fidelidade da tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CTU2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MFRG; NCS2; UPF0432; C16orf84; CTU2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	348180
GeneID	348180
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 186-515 do CTU2 humano (NP_001012777.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q2VPK5
Peso Molecular da Proteína	56kDa
Envio	Bolsa de gelo