

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cuedc1 Para Wb E Elisa - Q9Nwm3

Número do item: CM0023877



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa a CUEDC1 humana, validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para rato. Ideal para estudar proteínas de domínio CUE e proteômica. - Q9NWM3.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CUEDC1 pAb de Coelho
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	404093
GeneID	404093
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 187-386 da CUEDC1 humana (NP_001258804.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9NWM3
Peso Proteico	42kDa
Envio	Saco de gelo