


## Anticorpo Policlonal Anti-Cul4B Para Wb, Elisa - Q13620

Número do item: CM0017218



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CUL4B humano, validado para WB e ELISA. Detecta CUL4B em amostras humanas e de camundongo. Adequado para pesquisa de ubiquitinação e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | CUL4B pAb de Coelho                                                                                                       |
| Observações/Apelido | SFM2; MRXSC; CUL-4B; MRXHF2; MRXS15; CUL4B                                                                                |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| GeneID (humano)     | 8450                                                                                                                      |
| GeneID              | 8450                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-152 do CUL4B humano (NP_003579.3). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                                                                        |
| SWISS               | Q13620                                                                                                                    |
| Peso Proteico       | 104kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Em bolsa de gelo                                                                                                          |