

Anticorpo Policlonal Anti-Cul5 Para Wb, Elisa - Q93034

Número do item: CM0029594



introdução

Anticorpo policlonal de coelho CUL5 validado para WB e ELISA em humano, camundongo e rato. Detecta cullina-5, uma proteína de andaime em complexos de ligase E3 de ubiquitina. Ideal para estudos de ubiquitinação e degradação proteassomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho CUL5
Observações/Apelido	CUL-5; VACM1; VACM-1; CUL5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8065
GeneID	8065
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do CUL5 humano (NP_003469.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q93034
Peso Proteico	91kDa
Envio	Bolsa de Gelo