


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cullina 1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13616

Número do item: CM0023203



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à Cullina 1 humana. Validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade para humano, rato, camundongo. Ideal para pesquisa de ubiquitina-proteassoma e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho para Cullina 1
Observações/Apelido	CUL1, MGC149834, MGC149835, cullina-1, Cullina 1
Espécie	Humano
ID do Gene	8454 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 435-593 da Cullina 1 humana (NP_003583.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13616
Peso Proteico	90kDa
Envio	Saco de gelo