


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cullin 1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13616

Número do item: CM0020066



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a Cullin-1 humana (CUL1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Ideal para estudar complexos de ligase de ubiquitina SCF no ciclo celular e na transdução de sinais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Cullin 1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	Cullin 1; CUL1; cullin-1; MGC149834; MGC149835
Espécie	Humano
GeneID	8454
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 435-593 da Cullin 1 humana (NP_003583.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	Q13616
Peso Proteico	90kDa

Envio