

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cullin 2 (Cul2) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13617

Número do item: CM0008925



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Cullin 2 (CUL2) para WB, IHC-P e ELISA. Detecta uma banda de ~87/89 kDa em amostras humanas, de camundongo e de rato. Essencial para estudos de ubiquitinação e degradação de HIF-1 α .

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra Cullin 2
Observações/Alias	CUL2; cullin-2; Cullin 2
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	8453
ID do gene	8453
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 da Cullin 2 humana (Q13617)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q13617
Peso da proteína	87 kDa/89 kDa
Envio	Bolsa de gelo