

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Culina 2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13617

Número do item: CM0026001



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à Cullin 2 (CUL2) humana, validado para aplicações WB, IF/ICC e ELISA. Adequado para o estudo de complexos E3 ubiquitina ligase, regulação de HIF e vias de degradação proteassomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Cullin 2 Rabbit pAb
Observações/Alias	CUL2; cullin-2; Cullin 2
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	8453
ID do Gene	8453
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-310 da Cullin 2 humana (NP_001185708.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q13617
Peso da Proteína	87kDa
Envio	Bolsa de gelo