

Anticorpo Policlonais Anti-Cullin 3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13618

Número do item: CM0013430



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Cullin-3 (CUL3) humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com espécies humanas, murinas e de rato. Explore vias ubiquitina-proteassoma e pesquisa do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Cullin 3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CUL-3; PHA2E; NEDAUS; Cullin 3
Espécie	Humano
ID do Gene	8452
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 468-768 da Cullin 3 humana (NP_003581.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13618
Peso da Proteína	89kDa
Envio	Bolsa de gelo