

Anticorpo Policlonal De Coelho Contra Cullin 3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13618

Número do item: CM0020254



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Cullin 3 (CUL-3, PHA2E) humana, validado para WB, IF/ICC e ELISA; reatividade cruzada com camundongo e rato. Para pesquisa em ubiquitinação e via do proteassoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Cullin 3 Rabbit pAb
Observações/Alias	CUL-3; PHA2E; NEDAUS; Cullin 3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8452
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 569-768 da Cullin 3 humana (NP_003581.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13618
Peso da Proteína	89kDa
Envio	Saco de gelo