

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cullina-4A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13619

Número do item: CM0009111



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Cullina-4A humana (CUL4A), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reconhece uma proteína de 88 kDa; adequado para pesquisa de ubiquitinação e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Cullina 4A
Observações/Apelido	CUL4A; cullina-4A; Cullina 4A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8451
GeneID	8451
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 660-759 da Cullina 4A humana (Q13619)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13619
Peso Proteico	88kDa
Envio	Saco de Gelo