

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cullina 4A Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13619

Número do item: CM0025738



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Cullina 4A, validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reage com CUL4A humano, de rato e camundongo, um componente central dos complexos de ligase E3 de ubiquitina cullina-RING envolvidos na ubiquitinação de proteínas e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | pAb de Coelho Anti-Cullina 4A                                                                                                               |
| Observações/Apelido | CUL4A; cullin-4A; Cullina 4A                                                                                                                |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                      |
| ID do Gene (Humano) | 8451                                                                                                                                        |
| ID do Gene          | 8451                                                                                                                                        |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-300 da Cullina 4A humana (NP_001008895.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                      |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                                       |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                                    |
| SWISS               | Q13619                                                                                                                                      |
| Peso Proteico       | 88kDa                                                                                                                                       |
| Envio               | Saco de Gelo                                                                                                                                |