

Anticorpo Policlonais De Coelho Anti-Cux1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P39880 / Q13948

Número do item: CM0023522

introdução

CUX1 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA, que reage com CUX1 humano, de camundongo e de rato. Este é um fator de transcrição chave na diferenciação neuronal e controle do ciclo celular, sendo ideal para pesquisa em IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CUX1 Rabbit pAb
Observações/Alias	CDP; CUX; p75; CASP; CDP1; COY1; Clox; GDDI; p100; p110; p200; CUTL1; GOLIM6; CDP/Cut; Cux/CDP; Nbla10317; CUX1
Espécie	Humano
ID do Gene	1523
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 da CUX1 humana (NP_001189472.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P39880/Q13948
Peso da Proteína	72-77kDa/147-165kDa
Transporte	Bolsa de gelo