

Anticorpo Policlonal Anti-Cwc22 Para Wb E Elisa - Q9Hcg8

Número do item: CM0016784



introdução

O pAb de Coelho anti-CWC22 da CamelBio detecta o homólogo do fator de splicing de pré-mRNA CWC22 em humanos e camundongos. Adequado para WB e ELISA. Ferramenta perfeita para estudar a função do spliceossomo, a montagem do complexo de junção de éxons (EJC) e a degradação de mRNA mediada por nonsense (NMD).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho anti-CWC22
Observações/Alias	NCM, fSAPb, EIF4GL, CWC22
Espécie	Humano
ID do Gene	57703
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 639-908 do CWC22 humano (NP_065994.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9HCG8
Peso da Proteína	105kDa
Envio	Bolsa de gelo