

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cx3Cl1 Para Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - O35188

Número do item: CM0008709

introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-CX3CL1 validado para WB, IP, IHC-P e ELISA. Tem como alvo a Fractalcina de rato (O35188), uma quimiocina envolvida na resposta imune, adesão de leucócitos e neuroinflamação. Adequado para pesquisa em inflamação e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CX3CL1 Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apelido	ABCD-3; CX3C; Cxc3; D8Bwg0439e; FK; Scyd1
Espécie	Rato
ID do Gene (Humano)	6376
ID do Gene	20312
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-337 do CX3CL1 de rato (NP_033168.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	O35188
Peso Proteico	42 kDa
Envio	Em saco de gelo