

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Cx3Cl1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O35188

Número do item: CM0030174

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CX3CL1 (Fractalkina) de camundongo para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Validado em amostras de camundongo. Ideal para estudos de sinalização de quimiocinas, inflamação e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CX3CL1 Coelho pAb
Observações/Apelidos	NTN; NTT; CXC3; CXC3C; SCYD1; ABCD-3; C3Xkine; fractalkina; neurotactina
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	6376
GeneID	20312
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-337 da CX3CL1 de camundongo (NP_033168.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O35188
Peso da Proteína	42 kDa
Envio	Bolsa de gelo