

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cx3Cr1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49238

Número do item: CM0025141



introdução

A CamelBio oferece um anticorpo policlonal de coelho contra o CX3CR1 humano (recetor de fractalquina), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com rato e camundongo. Ideal para pesquisas sobre inflamação, imunologia e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CX3CR1 Rabbit pAb
Observações/Alias	V28; CCRL1; GPR13; CMKDR1; GPRV28; CMKBRL1; CX3CR1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1524
GeneID	1524
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do CX3CR1 humano (NP_001328.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49238
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de gelo